



18л



## AUROCLAVE CLASSICALL CLASS B 18 L АВТОКЛАВ КЛАСИЧЕСКИ, КЛАС „Б“ 18 L

- Напълно автоматизиран
- 5 предварително зададени програми
- Без специални изисквания за качеството на водата
- Нагряване в камерата
- Камерата изработена от алуминий

### Спецификация:

- Многостепенно вакуумно сушене
- Микропроцесорен контрол
- Паров генератор
- Обем на вътрешната камера – 18 л размери 250 x 350 мм
- Вътрешната камера изработена от алуминий.

### Стерилизационна температура:

- 115° C
- 121° C
- 134° C

Размери (Д×Ш×В) : 660mm x 445mm x 390mm

Тегло: 48 кг.


### Тест програми :

- Bowie & Dick test
- Тест за изпускане на въздух

### Характеристики :

- Автоматичен процес
- Може да се регулира времето за стерилизация
- Бърза стерилизация
- Поддържа температура за следваща бърза стерилизация
- Проверен с HELIX test
- Лесен за поддръжка и употреба

### Процес на работа



**Гаранционен срок : 12 месеца**